


Procédure de création d'un contrôle acquéreur issu d'une FTP d'un producteur de granulats externe

Pour un créer un contrôle acquéreur à parti d'une FTP d'un fournisseur de granulats vous devez aller dans le menu "MATÉRIAUX" (1) => "GRANULATS" (2) => "STATISTIQUES ET SYNTHÈSES" (3) :



Sélectionner la carrière et la coupure de granulats sur laquelle vous souhaitez créer le contrôle acquéreur (1) puis cliquez sur le bouton "NOUVEAU" (2) => "CONTROLES EFFECTUES PAR L'ACQUEREUR NF P 18-545" (3) => "SELECTIONNER" (4) :

Renseignez ensuite la désignation (1), la période d'engagement (2). Etant donné qu'il s'agit d'une FTP d'un producteur de granulat externe vous ne devez pas créer de FTP mais seulement la reporter dans votre contrôle acquéreur. Pour cela il vous faut, dans un premier temps, ajouter les tamis (3) et les essais présents sur la FTP du producteur (4).

Une fois cela fait, il vous faut saisir les valeurs de la FTP producteur dans votre tableau fraîchement créé (1) (si les cases sont grisées et qu'elles ne sont pas éditables / saisissables, veuillez décocher l'option "Verrouiller les contraintes normatives" (2)) :

Contrôles effectués par l'acquéreur NF P 18-545

Matériau: 6/10 N Gravillon - CARRIERE LAMBDA
 Laboratoire: CBAO
 Désignation de la contrainte: CA Décembre 2020
 Appellation contrôlée: NF P 18-545 - Critère AC Automatique Manque des essais
 Période d'engagement du: 01/12/2020 au 31/12/2020
 Verrouiller les contraintes normatives 2 FTP

Colonne: UNE 7050-3, 7050

| Classement | 0.063 | 2 | d/2 3.15 | 4 | D/2 5 | d 6.3 | 8 | D 10 | 12.5 | 16 | 22.4 | 31.5 | LA | S | MDE | WA24 | FI | ImP |
|------------|--------|--------|-------------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Vss | | | 5 | | | 15 | | | | 99 | | | 40 | 0.4 | | 2.5 | 20 | 0.1 |
| Xf | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 4.40000 | 18.7 | 41.2 | 57.90000 | 96.6 | 100 | 100 | 27.00000 | | 18 | 0.9 | 4.60000 | 1 |
| Vsi | | | | | | | | | | 90 | 98 | 100 | | | | | | |
| u | | | 1 | | | 5 | 6 | | 6 | 5 | 1 | | 3 | 0.1 | | | 4 | |
| Vss+u | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0.5 | 0 | 2.5 | 24 | 0.1 |
| Vss | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0.4 | 0 | 2.5 | 20 | 0.1 |
| Xf + u | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 5 | 24.7 | 41.2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 3 | 0.1 | 18 | 0.9 | 4 | 0 |
| Xf | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 0 | 18.7 | 41.2 | 0 | 96.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0.9 | 0 | 0 |
| Xf - u | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 0 | 12.7 | 41.2 | 0 | 91.6 | 99 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0.9 | 0 | 0 |
| Vsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vsi-u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nbr. val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conformité | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque | Manque |

Vous pouvez maintenant appliquer un filtre (soit par plage de date (A), soit par échantillon (B)) de sélection des essais que vous avez précédemment réalisés sur le granulat pour en vérifier la conformité. Pour cela, il vous faut cliquer sur le bouton "MODIFIER DATES" (1). Puis sélectionner la plage de date que vous souhaitez pour les essais de fabrication (2) ainsi que pour les autres essais (3). Puis enfin cliquez sur le bouton "APPLIQUER LE FILTRE" (4) :

BRG-LAB Contrôles effectués par l'acquéreur NF P 18-545

ADMINISTRATEUR

RETOUR

ENREGISTRER

IMPRIMER

MODIFIER DATES 1

Plage de sélection
 Essai(s) de fabrication : du 22/06/2020 au 22/12/2020
 Autre(s) essai : du 22/12/2018 au 22/12/2020

Sélection de la plage de date

ANNULER **APPLIQUER LE FILTRE** 4

SÉLECTION PAR PLAGE DE DATE (A) SÉLECTION PAR ÉCHANTILLON (B)

Essais de fabrication (Granulométrie, Teneur en eau, Propreté, etc...)

Sélectionner tous les enregistrements (Pas de sélection de date)

Date de début 20xx: Aucune
 Date de fin 2020: Sélectionner la date fin

Sélection d'une date 2: 01/12/2020 - 31/12/2020

Autres essais

Sélectionner tous les enregistrements (Pas de sélection de date) 3

Date de début 20xx: Aucune
 Date de fin 2020: Sélectionner la date fin

Laboratoire(s): CBAO
 État des essais: Terminé Validé
 Opérateur de prélèvement:
 Inclure les résultats d'essais interne:
 Opérateur d'essai:
 Client:
 Chantier:
 Partie:
 Client:

Le nombre d'échantillons trouvés s'affiche alors sur la ligne "Nbr. Val" (encadré en rouge sur l'image ci-dessous) :

Contrôles effectués par l'acquéreur NF P 18-545

Matériau 6/10 N Gravillon - CARRIÈRE LAMBDA
 Laboratoire CBAO
 Désignation de la contrainte CA Décembre 2020
 Appellation contrôlée NF P 18-545 - Critère AC Automatique Manque des essais
 Période d'engagement du 01/12/2020 au 31/12/2020
 Verrouiller les contraintes normatives FTP

CONSTRUCTION NORMATIVE GRAPHIQUE HISTORIQUE PORTFOLIO
 Colonne UNE 7050-3,7050 AJOUTER UN TAMIS AJOUTER UN ESSAI SUPPRIMER RAZ MODÈLE

| Stigle | 0.063 | 2 | d/2 3.15 | 4 | D/2 5 | d 6.3 | 8 | D 10 | 12.5 | 16 | 22.4 | 31.5 | LA | S | MDE | WA24 | FI | ImP |
|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Classement | Conforme | Conforme | Non conf. | Conforme | Conforme | Non conf. | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Manque | Conforme | Manque | Manque | Manque |
| Vss | | | 5 | | | 15 | | | | 99 | | | 40 | 0,4 | | 2,5 | 20 | 0,1 |
| Xf | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | | 18,7 | 41,2 | | 96,6 | 100 | 100 | | | 18 | 0,9 | | |
| Vsi | | | | | | | | | | 90 | 98 | 100 | | | | | | |
| u | | | 1 | | | 5 | 6 | | 6 | 5 | 1 | | 3 | 0,1 | | | 4 | |
| Vss+u | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0,5 | 0 | 2,5 | 24 | 0,1 |
| Vss | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0,4 | 0 | 2,5 | 20 | 0,1 |
| Xf + u | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 5 | 24,7 | 41,2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 3 | 0,1 | 18 | 0,9 | 4 | 0 |
| Xf | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 0 | 18,7 | 41,2 | 0 | 96,6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0,9 | 0 | 0 |
| Xf - u | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 0 | 12,7 | 41,2 | 0 | 91,6 | 99 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0,9 | 0 | 0 |
| Vsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vsi-u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nbr. val | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maxi | 2 | 43 | 51 | 59 | 64 | 84 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Xa | 2 | 43 | 51 | 59 | 64 | 84 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Mini | 2 | 43 | 51 | 59 | 64 | 84 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| V1 | | | NC | | | NC | | | | C | C | C | C | | | | | |
| V2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conformité | Conforme | Conforme | Non conf. | Conforme | Conforme | Non conf. | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Conforme | Manque | Conforme | Manque | Manque | Manque |